

FPLC
(LCC501 Plus システム)

取扱説明書

FPLC (LCC501 Plus システム) 取り扱い説明書

ページ数

目次

1 章	FPLC のセットアップ	1
1-1.	配線と配管の確認	1
1-1-1.	ポンプ、バルブ、ミキサーのコントロール	1
1-1-2.	レコーダー、UV モニター、フラクションコレクターの コントロール	2
1-1-3.	モニターを 2 つ使用する場合のレコーダー、モニター、 フラクションコレクターのコントロール	3
1-1-4.	配管	4
1-2.	電源の入力	5
1-3.	各コンポーネント別の準備	5
1-3-1.	ポンプの準備	5
1-3-2.	UV モニターの準備	6
1-3-3.	レコーダーの準備	8
1-3-4.	フラクションコレクターの準備	9
1-3-5.	コントローラーの準備	12
1-4.	電氣的接続のチェック	14
2 章	クロマトグラフィーを始める前に	18
2-1.	システム洗浄	18
2-2.	カラムの接続とカラムの洗浄	19
2-3.	バッファ交換	19
2-4.	カラムの平衡化	20
2-5.	Conductivity モニターのキャリブレーション	20
3 章	メソッドプログラミング	21
3-1.	プログラムの考え方	21
3-2.	メソッドの作成	22
3-2-1.	モードの設定	22
3-2-2.	メソッドの保存場所の指定	22
3-2-3.	メソッドの作成	23
3-2-4.	メソッドの編集	26
3-2-5.	メソッドの応用	28
4 章	メソッドの実行	30
4-1.	実行前の確認	30
4-1-1.	UV モニターのゼロ調製	30
4-1-2.	サンプルの添加	31
4-1-3.	フラクションコレクター	31
4-1-4.	その他気を付けること	31
4-2.	メソッドの実行	31
5 章	実習例	32


6 章	応用例	33
6-1.	ポンプを用いた自動添加法	33
6-2.	ポンプ1台によるグラジエント作成法	34
付録		
付録 1	LCC 501 Plus タッチパネル	36
付録 2	Method File ブロック	39
付録 3	Calibration ブロック	45
付録 4	Manual ブロック	50
付録 5	Evaluation ブロック	54

1章 FPLCのセットアップ

1-1 配線と配管の確認


1-1-1. ポンプ、バルブ、ミキサーのコントロール

- ・ポンプの“REMOTE” とコントローラーの“PUMP A”，“PUMP B” をコミュニケーションケーブル（コード番号： 19-6005-02）でそれぞれ接続する
- ・バルブについているケーブルをコントローラーの“VALVE” の1～6番に接続する（インジェクションバルブは VALVE 1 に接続する）。
- ・ミキサーについているケーブルをコントローラーの“MIXER” に接続する



1-1-2. レコーダー(REC101, 111, 102, 112)、UV-モニター(UV-M, UV-M II)、フラクションコレクター(FRAC 100, 200)のコントロール

- ・フラクションコレクター、コントローラー、レコーダーを接続する（太い点線で示す）ことによりポンプBの稼働率をレコーダーの赤ペン（ロングペン）で書くことができる
- ・モニター、レコーダー、フラクションコレクターを接続する（点線で示す）ことにより、UVモニターの信号をレコーダーの青ペン（ショートペン）で書くことができ、フラクションコレクターの分取番号を青ペンに出力することができる




1-1-3. モニターを2つ使用する場合のレコーダー、モニター、フラクションコレクターのコントロール


例 モニター1としてUV-モニター(UV-M, UV-M II)を、
モニター2としてコンダクティビティーモニターを使用する

- ・レコーダーの青ペン（ショートペン）にモニター1を出力するので、p2の点線で示すケーブルの配線と同じなので、ここでは省略
- ・フラクションコレクターとレコーダーの接続はp2と同じなのでここでは省略
- ・赤ペンにポンプBの稼働率を出力しないので、p2の太い点線で示すケーブルは、レコーダーのペン用インターフェイスに接続しない。
- ・赤ペン（ロングペン）にモニター2を接続するので下に示す

コンダクティビティーモニター



1-1-4. 配管



1-2. 電源の入力

UV モニター → レコーダー → ポンプ → フラクションコレクター →
コントローラー（Director システム使用の場合はさらに→プリンタ&モニ
ター → コンピュータ本体）



電源を切る順番は入力と逆の順番で行います。

1-3. 各コンポーネント別の準備

1-3-1. ポンプの準備


ポンプ P-500、P-50

RUN ボタンを ON にし、赤いランプが点灯するか確認する



ポンプ P-1



Flow rate を×10 にします。



1-3-2. UV モニターの準備


UV-1 の場合

1. オプティカルユニットとコントロールユニットを接続する（裏パネル）
2. コントロールユニット表パネルの ON/OFF スイッチを入れる
3. 使用波長のフィルターとコンバーターをセットする
4. モードスイッチを AU にする



UV-M、UV-MⅡの場合


1. オプティカルユニットとコントロールユニットを接続する
2. コントロールユニットの電源ケーブルを接続
3. コントロールユニット表パネルの ON/OFF スwitchを入れる
4. フィルターホールカバーを開け、内部のローラーを回し、使用波長のフィルターを設定する




5. 使用するフィルター（280nm なら○、254nm なら●）にランプハウジングの中心にある白い切れ込み印をあわせるようにスライドさせ、ランプ位置を設定する

オプティカルユニット

コントロールユニット裏パネル




コントロールユニット表パネル



1-3-3. レコーダーの準備


REC102,112 の場合

1. 左脇にあるメイン電源をONにし、int/ext ボタンを押しextの状態にする。
 2. Rec OFF/ON ボタンを押して ON の状態にする
 3. Chart Speed は最大に設定する。(20mm/sec)
 4. 赤ペン (ロングペン) の入力レンジの設定
1V (ポンプ B%出力、コンダクティビティモニター、
pH モニター出力のどれでも共通)
 5. 青ペン (ショートペン) の入力レンジの設定
10mV (UV-1)
100mV (UV-M, UV-MII)
 6. 青ペン、赤ペン共通の設定
 - 6.1 Zero Suppr ダイヤルは 0 に設定
 - 6.2 Cal/Var ボタンは Cal に設定
 - 6.3 Pen up/down ボタンは down に設定
 - 6.4 Zero ボタンを押し、ダイヤルを使用してペンのゼロ位置を設定。
設定終了後に Zero ボタンを解除する。
- 通常は青ペンはチャート紙の 10 に、赤ペンは 0 に設定します。




1-3-4. フラクションコレクターの準備

FRAC100, 200



本体裏右端のメイン電源を ON にする

1. ポンプ検量値の入力 (drop, min モードで使用する場合は必要ありません。)




N は P-500 ポンプ使用の場合、110 を入れてください。

2. 試験管の準備

使用する試験管の長さに応じてチューブラック中のチューブホルダ、チューブガイドの位置を調節する。

* ボウルを外したり、回したりする際にはフラクションコレクター本体の右または左奥にあるドライブスリーブを向こうへ引っ張り、ボウルの押えを外してください。

3. 分取アームとチューブラックの位置調節




①試験管がチューブセンサーの縦線より右側になるように、チューブラックを回す。

②試験管の上部がチューブセンサーの横線より 5mm 以内の高さになるよう、分取アームを調節する。


分取アームの高さの調節は、使用する試験管の高さにあわせてロックノブを回す。

＊ 分取アームの移動

向こう側に動かしたい場合はそのまま押す。こちら側へ動かしたい場合は、いったん持ち上げる。




4. チューピングの調節



5. プログラミング

メモリー消去



＊ポンプ検量値以外のパラメーターが消去されます

分取モードの選択

LCC501Plus の Cali モードで設定するベースと同じにします。(通常は ml モードにします。)

モード	分取法	操作
時間	定量分取	1 → 0 →Store/return
	ピーク分取	1 → 1 →Store/return
容量	定量分取	1 → 2 →Store/return
	ピーク分取	1 → 3 →Store/return
ドロップ	定量分取	1 → 4 →Store/return
	ピーク分取	1 → 5 →Store/return

ディレイ入力

ディレイはクロマトグラムのイベントマークの位置と試験管へ入る実際の液の流れとを一致させるために設定します。
ディレイ体積は UV モニターのフローセルとフラクションコレクターの分取チューブまでの体積と等しい値になります。

内径 0.8 mm のチューブ：502.65 μ l/m

内径 1.2 mm のチューブ：1.13 ml/m


8 delay	N	Store return
------------	---	-----------------

オプションパラメータの入力 必要なら入れてください

オプション内容	操作内容
分取待機	6 → N →Store/return
ピーク閾値	9 → N →Store/return
ピーク分画サイズ	0 → N →Store/return
自動停止	End at → N →Store/return

1-3-5. コントローラーの準備

LCC501 Plus



FPLC を操作するには4つのブロックを使用します。

ブロック名	ボタン名	何をするとところか？
Method File	Method File ボタン	メソッドプログラム作成、編集、プリントアウトなど
Calibration	Cal ボタン	各コンポーネントの検量値の入力
Evaluation	Evaluation ボタン	結果の解析
Manual	Manual ボタン	マニュアル操作

使用前に Calibration ブロックで各コンポーネントの検量値を入力します。この値は、一度入力すれば変更の無い限り毎回入力する必要はありません。また、システムが作動しているときに検量値を変更することはできません。

Cal ボタンを押し、Calibration ブロック内に入ります。
ブロック内に入ったら、Step Foward ボタンまたは Step backward ボタン
で表示を変えます。

↓

表示

Min.0 ML.1 DL.2

↓

意味

クロマトグラムのX軸の単位。

ML にするのが妥当。DL モードはP-500 では
使用不可

ML にするとディスプレイの Volume の横のラ
ンプが赤く点灯する

PUMP CAL AB

↓

ABポンプの検量値（0.1 ml 送液するのに必要
なパルス数）を入力。下記の中から選ぶ

通常は P-500 ポンプを使用する

P-500 : 110

P-50 : 234

P-1 : 検量してだした値 (p33 参照)

PUMP CAL C

↓

Cポンプの検量値を入力

同上

REC CAL

↓

レコーダーの検量値（チャート紙を 1 cm 進め
るのに必要なパルス数）を入力

弊社のレコーダーはすべて 200

MON 1 RANGE

↓

モニター1 から入る信号の感度を入力。通常は
UV モニターを接続

UV-1 : 10、UV-M : 100

MON 2 RANGE

↓

モニター2 から入る信号の感度を入力。

コンダクティビティモニター : 1000

pH モニター : 1000

通常の使用で使用するのはいこまでです。

1-4. 電氣的接続のチェック

コントローラーからのマニュアル操作によって、作動の確認を行います。
ポンプ作動チェックを行いますので、この作業の前にはポンプA,B,Cの吸い込み口に超純水を準備してください。また、超純水がこぼれないようにあらかじめ適切な配管を行っておき、カラムは外してください。
フラクションコレクターには、試験管を数本いれておきます。

Manual ボタンを押し、Manual ブロック内に入ります。

↓

A ポンプ作動のチェック

CONC %B 0.0

↓ **Step Foward** ボタン

ML/MIN 0.0

5、**do/store** ボタンを押し

↓

A ポンプが流速 5 ml/min で作動しているかを確認します。

B ポンプ&レコーダー赤ペン作動のチェック

↓ **Step backward** ボタン×1 回

CONC %B 0.0

100、**do/store** ボタンを押し

↓

- ① B ポンプが流速 5 ml/min で作動するか確認します。
- ② レコーダーの赤ペンにBポンプの稼働率を出力する場合には、赤ペンが振り切れているか確認します。

レコーダー紙送りのチェック

↓ **Step Foward** ボタン

CM/ML 0.0

5、**do/store** ボタンを押し

↓

レコーダーの紙送りがなされるかを確認します。

↓ **Step backward** ボタン

CM/ML 5.0

0、do/store ボタンを押す

レコーダーの紙送りが停止するかを確認します。

フラコレ作動、レコーダーへのイベントマーク信号のチェック

PT 000000000 0.0

6.1、do/store ボタンを押す

↓

- ① フラクションコレクターのボウルが作動するか
- ② フラクションコレクターに PSV-50 バルブを使用している場合には、流路が切れ変わって、フラクションチューブに液が流れてくるかを確認します。
- ③ フラクションコレクターのチューブが動くときに、レコーダーの青ペンが上下に動いて、イベントマークが入るかを確認します。

↓ Step backward ボタン

PT 000001000 0.0

6.0、do/store ボタンを押す

フラクションコレクターの作動が停止するかどうか確認します。

インジェクションバルブ作動のチェック

VALVE 100000 0.0

1.3、do/store ボタンを押す

↓

モーター音がして、インジェクションバルブの流路が 3 (WASH) に変わり、5 番から溶液が流れるかを確認します。

Cポンプ（使用する場合）作動のチェック

FLOW C 0.0

5、do/store ボタンを押す

↓

Cポンプが流速 5 ml/min で作動するかどうか確認します。

END ボタンを押します。

UV モニター信号の入出力のチェック

UV モニターで検出されるシグナルは電気信号として、LCC-501 Plus、レコーダー、フラクションコレクターに入ります。

UV モニターのシグナルを変えたときに、各コンポーネントので受け取る値が一致するかどうかを確認します。

確認の前に、各コンポーネントの準備をします

コントローラ LCC501 Plus の設定

Evaluate ボタンを押し、Evaluation モードに入ります。

↓ **Step Forward** ボタン×2 回

MON XX.X 0.0

コントローラーが現在モニターから受け取っている信号をフラクションコレクターの前面パネルに表示することができます。

フラクションコレクターの設定

**5
height
area**

を押すと、フラクションコレクターが現在モニターから受け取っている信号をフラクションコレクターの前面パネルに表示することができます。

確認作業

UV モニターのシグナルを変えるために、フローセルを動かしてください。

- ・ UV-1 の場合：オプティカルユニット背面のノックを回すと、フローセルが動き、シグナルが変わります。
- ・ UV-M, UV-M II の場合：オプティカルユニット下面の銀色の円盤状のものを回すと、フローセルが動き、シグナルが変わります。

コントローラーとフラクションコレクターのディスプレイの値、青ペンが記録紙のどの位置にあるかで、設定したフルスケールに対してどのくらいの値になっているかを確認します。

チェックが終わったら…

UV モニターのフローセルをもとに戻す

LCC-501 Plus は ボタンを押す

フラクションコレクターは **RUN/END** ボタンを押す

ミキサーの作動チェック

ミキサーは LCC-501 Plus の電源投入と同時に作動します。

モーターの回転による振動があるかどうか、直接ミキサーに手を触れて確認します。

2章 クロマトグラフィーを始める前に

LCC 501 Plus の **Manual** ブロックで、以下の操作を行います。

2-1. システム洗浄

FPLC システムの配管は 20 %エタノールを満たした状態で保存しますので、はじめにシステム全体を超純水で洗浄します。

ポンプのみの洗浄

ポンプ A, B に超純水の入ったボトルをつなぎます。

- ① **Manual** ブロックにはいり、**Step forward** ボタン×4回
VALVE 0.0 で 1.3 , do/store
インジェクションバルブを Wash の位置にする
- ② **Step forward** ボタン×4回
Wash AB 0.0 で 1.1 , do/store
ポンプ洗浄を行う

洗浄には5分間、超純水は約 35 ml が必要です。

- ③ 終了したら、**END** ボタンでインジェクションバルブを1 番に戻す

システム全体の洗浄

- ① **Manual** ブロックにはいり
CONC %B 0.0 で 50 , do/store
ポンプ AB 両方とも使用します。
- ② ML/MIN 0.0 で 1 , do/store 流速を設定します。
- ③ **Step forward** ボタン×2 回
VALVE 0.0 で 1.2 do/store 間をおいて 1.1 , do/store
インジェクションバルブの流路を変えます。
- ④ **Step backward** ボタン×2 回
PT 000000000 0.0 で 6.1 , do/store
フラクションコレクターの分取用チューブを洗浄します。
- ⑤ **END** ボタンで終了

2-2. カラムの接続とカラムの洗浄

耐圧の設定

使用するカラムの耐圧をP-500 ポンプのリミッターで設定します。(ポンプ左上のボタンを押しながら、右隣のつまみで耐圧を設定する)

カラムの接続と洗浄

気泡がカラムに入らないように、低流速で溶液を流しながら接続します。

Manualブロックにはいり

- ① Step forward ボタン×1 回

ML/MIN 0.0 で 0.5 , do/store

カラムの接続が終了したら、洗浄を行います。

- ② Step backward ボタン×1 回

ML/MIN 0.0 で X , do/store

Xはカラムの至適流速にします。カラム体積の3～5 倍の溶液を送液します。

END ボタンで終了

2-3. バッファ交換

ポンプA, Bにそれぞれ結合バッファ、溶出バッファをつなぎ、2-1 システム洗浄 の “ポンプのみの洗浄 ”と同様に VALVE 0.0 で 1.3 , do/store Wash AB 0.0 で 1.1 , do/store 終わったら、END ボタンでインジェクションバルブを1 番にもどす

注意！！

カラムを装着した状態でのバッファ交換のときには必ずインジェクションバルブの位置を必ず **3 番 (WASH)** にして行ってください。

WASH を行うと、最高流速で溶液が流れるため、インジェクションバルブが1 番 (LOAD) のままではカラムに溶液が流入し、圧力が上昇します。

もし、圧力が上昇してアラームがなる場合には、

コントローラのディスプレイに “Ch 06” または “Ch 07” と点灯する

P-500 ポンプ前面の左上側 の Limit ボタンが点灯する

という状況になるので、ポンプの SET ボタン (Limit の左横) を押して Limit を解除後、コントローラの alarm reset ボタンを押してアラームを解除します。

WASH 終了時にモータバルブは ホームポジション (1 番の LOAD) に戻りません。 END ボタンを押して変えます。

2-4. カラムの平衡化

Manual ブロックにはいり **Step forward** ボタン×1 回

ML/MIN 0.0 で **X** , **do/store**

Xはカラムの至適流速にします。


カラム体積の 3~5 倍の溶液を送液します。

UV モニターの値が安定しているかどうか確認してください。

END ボタンで終了

2-5. Conductivity モニターのキャリブレーション

Conductivity モニターを使用しているときはバッファ A B を交互に送液し、キャリブレーションを行います。



コントローラーで **Manual** ブロックにはいり

① **CONC %B** 0.0 で **100** , **do/store**

② **ML/MIN** 0.0 で **1.0** , **do/store**

Conductivity モニターで

③ Conductivity モニターのディスプレイの値が安定したら、
ボタンを 1 秒間押します。

SET
100 %

コントローラーで

④ **Step backward** ボタン×2 回 **CONC %B** 0.0 で **0** , **do/store**

Conductivity モニターで


⑤ Conductivity モニターのディスプレイの値が安定したら、
ボタンを 1 秒間押します。

SET
0 %

3章 メソッドプログラミング

3-1. プログラムの考え方

クロマトグラフィーでは、カラムの平衡化、溶出などをカラム体積を基準にして、その何倍量の溶液を流したら良いかを考えます。よって、メソッドを作成する場合には、容量モード（ml）をお勧めします。



容量モードの利点

- ①. メソッドを実行している途中でマニュアル操作で流速を変更した場合も全溶出容量に変化が無く、チャート送りのスピードを変更する必要が無い
- ②. スケールアップを行う場合に条件が一定である

左図 イオン交換クロマトグラフィーを行う場合に必要なカラム体積（CV＝カラム体積）。

3-2. メソッドの作成

3-2-1. モードの設定

Calibration ブロックでモードの設定を行います

Cal ボタンを押してブロック内に入ります。

Min.0 ML.1 DL.2

ML にするのが妥当なので、**1**を入力後 **do/store** ボタンを押す。

3-2-2. メソッドの保存場所の指定

Method File ブロックで作成するメソッドを保存するバンクとメソッド番号を指定します。**Method File** ボタンを押してブロック内に入ります。

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9. B1

バンクの選択を行います

B の後の番号はバンク No を示します。

バンク番号(1～5)を入力後、**do/store** ボタンを押してください。

FPLC システムでは 5 つのバンク (B1～5) にそれぞれ 10 つ (0～9) のメソッド (計 50 個) を作成することができます。

選択したバンク内のメソッド番号 (たとえば、2,7 番が既に使用されている場合には、

0.1. .3.4.5.6. .8.9. B1) のように使用されている番号は表示されません。

↓ **Step Foward** ボタン×2 回

PROGRAM METHOD

選択済みバンク中のメソッド番号を選択します

メソッド番号(0～9)を入力後、**do/store** ボタンを押してください。

- ・既に使用しているメソッド番号 (**0.1.2.3.4.5.6.7.8.9. B1**) ディスプレイ画面で消えているメソッド番号) を選択した場合

メソッド内容が最初から 1 つずつ示されるので、メソッドの編集を行う (p26 を参照)

- ・未使用のメソッド番号を選択した場合

メソッドの作成が可能 (p23～を参照)。

3-2-3. メソッドの作成

メソッドの保存場所の指定を行うと、ディスプレイ表示下のように変わります。点滅部分に必要な値を入力していきます。

a) 入力方法

はじめにブレイクポイントが点灯しているので、これを入力する（表示されている値と自分が入力したい値が同じであれば、入力はありません。）

↓

ファンクションが点灯するので、表示されているファンクションと自分が入力したいファンクションが同じであれば、値のみを入力し **do/store** ボタンを押す。

違う場合は、**Step Forward** ボタンまたは **Step backward** ボタンで表示するファンクションを変更した後、値を入力し **do/store** ボタンを押します。

0.00	CONC	%B	0
ブレイクポイント		ファンクション およびその値	

b) ブレイクポイントの入力


LCC 501Plus コントローラーのメソッドは、2つ以上のブレイクポイントを入力することにより設定できます。ブレイクポイントは、CONC %B を入力して決めます。異なるブレイクポイントを設定すると、メソッドはブレイクポイントからブレイクポイントへ、設定時間（容量）にしたがって、B溶液の直線グラジエントを作成しながら進行します。よって、基礎となるグラジエントの溶出型を考えて、ブレイクポイントを一気に入れます

① イソクラティック溶出

ゲルろ過クロマトグラフィーで用いられる溶出方法。CONC %B の値は常に一定であるので、最初と最後のブレイクポイントを入力する。

例 30%のB溶液で 1.5 カラム体積の溶出を行う場合
使用するカラムは 24 ml のカラム

0.0	CONC	%B	30.00
36.00	CONC	%B	30.00




② ステップワイズ溶出

吸着クロマトグラフィーで用いられる溶出方法

例 1ml のイオン交換クロマトグラフィー用カラムで、1ml のサンプルを添加する

考え方 0%のB溶液でサンプル量（素通り画分）→0%のB溶液で3カラム体積（洗浄）→30%のB溶液で3カラム体積→ 100%のB溶液で 3 カラム体積（以上2ステップワイズで溶出&カラム洗浄）→→ 0%のB溶液で 2 カラム体積（カラム再平衡化）

0.00	CONC %B	0.00
1.0	CONC %B	0.00
4.0	CONC %B	0.00
4.0	CONC %B	30.00
7.0	CONC %B	30.00
7.0	CONC %B	100
10.0	CONC %B	100
10.0	CONC %B	0.0
12.0	CONC %B	0.0




③ グラジェント溶出

吸着クロマトグラフィーで用いられる溶出方法

例 1ml のイオン交換クロマトグラフィー用カラムで、1ml のサンプルを添加する

0%のB溶液でサンプル量（素通り画分）→ 0%のB溶液で3カラム体積（洗浄）→ 0~100%のB溶液で 10 カラム体積（グラジェント溶出）→ 100%のB溶液で 2 カラム体積（カラム洗浄）→ 0%のB溶液で 2 カラム体積（カラム再平衡化）を行う


0.00	CONC % B	0.0
4.00	CONC % B	0.0
14.0	CONC % B	50.0
14.0	CONC % B	100
16.00	CONC % B	100
16.00	CONC % B	0.0
21.00	CONC % B	0.0



c) その他の項目の入力

流速、レコーダー、フラクショナルコレクターなどに関する命令を入力していく方法をお勧めします。

以下にメソッド例とどのタイミングでどの命令を入れれば良いかを示します。



21.0 ブレイクポイント入力項目

- フラクショナルコレクター OFF
- ピーク検出、積算の終了
- データのプリントアウト

0.0 ブレイクポイント入力項目

- 流速
- レコーダー ON
- フラクショナルコレクター ON
- サンプル添加（バルブをインジェクトに）
- ピーク検出、積算の開始（必要なら入力する）

1.0 ブレイクポイント入力項目

- バルブを LOAD に変更する
グラジェントの乱れを防ぐためにサンプル添加が終了したらバルブ位置を変更する

メソッド例（p24, ③の溶出グラジェントのブレイクポイントに追加）

部分をコントローラーの Insert キーを使用して（p26 参照）

追加する。（もちろん上から順番に一気に入力しても問題ありません）

```

0.0   CONC % B   0.0
0.00  ML/MIN     1.00
0.00  CM/NIN     0.5
0.00  PORT SET   6.1
0.00  VALVE. POS 1.2
←
1.00  VALVE. POS 1.1
4.00  CONC % B   0.0
14.0  CONC % B   50.0
14.0  CONC % B   100.0
16.00 CONC % B   100.0
16.00 PORT.SET   6.0
←
16.00 CONC %B     0.0
21.00 CONC %B     0.0
  
```

ピーク検出、積算開始に必要な入力項目

```

0.0   CLEAR DATA （保存されていたデータの消去）
0.0   MONITOR      1 （ピーク検出モニターの指定）
0.00  LEVEL %      2.0 （ピーク閾値の設定）
0.00  ML/MARK      2.0 （プロット速度）
0.00  INTEGRATE    1.0 （データ積算の開始）
  
```

ピーク検出、積算終了に必要な入力項目

```

16.00 INTEGRATE    0.0 （データ積算の終了）
16.00 PRT PK       1.4 （指定したピークのプリントアウト（この場合、1～4 まで））
  
```

3-2-4. メソッドの編集

a) 確認のためメソッドをプリントアウトする

Method File ボタンを押してブロック内に入ります。

↓ **Step Foward** ボタン×2 回

LIST METHOD メソッド番号を指定し、**do/store** ボタンを押す

b) 変更を行うためにメソッド内に入り、メソッド内容を表示させる

↓ **Step backward** ボタン×1 回

PROGRAM METHOD メソッド番号を指定し、**do/store** ボタンを押す

Step Foward、**Step backward** ボタンを使用して、変更を行いたい箇所
(ステップ)を表示する

c) LCC 501 Plus コントローラーのタッチパネル

を使用して、編集を行う

insert

delete

change

①

insert

ステップの挿入を行う（1 度に複数行可能）

例 0.00 CONC %B 0.0 2.00 VALVE. POS 1.1
←
5.00 CONC %B 0.0

* 灰色文字は、点滅を示します

操作	ディスプレイ表示
目的のステップを表示する	0.00 CONC %B 0.0
insert ボタンを押す	0.00 CONC %B 0.0
2.0、 do/stpre ボタンを押す	2.00 CONC %B 0.0
Step Forward ボタンで VALVE. POS に進める	2.00 VALVE. POS 0.0
1.1、 do/stpre ボタンを押す	2.00 VALVE. POS 1.1
exit ボタンを押す	

- ② delete ステップの削除を行う（1行のみ）
- 例 0.00 CONC %B 0.0
 2.00 CONC %B 0.0 ← この行を削除
 5.00 CONC %B 0.0

＊灰色文字は、点滅を示します

操作	ディスプレイ表示
目的のステップを表示する	2.00 CONC %B 0.0
delete ボタンを押す	2.00 CONC %B 0.0
do/stpre ボタンを押す	5.00 CONC %B 0.0 (次の行が表示される)
exit ボタンを押す	

- ② change ステップのブレイクポイント、ブレイクポイント値の変更を行う（ファンクションの変更はできない。1行のみ）
- 例 0.00 CONC %B 0.0 → 2.00 CONC%B 50.0

＊灰色文字は、点滅を示します

操作	ディスプレイ表示
目的のステップを表示する	0.00 CONC %B 0.0
change ボタンを押す	0.00 CONC %B 0.0
2.0、 do/stpre ボタンを押す	2.00 CONC %B 0.0
50.0、 do/stpre ボタンを押す	2.00 CONC %B 50.0
exit ボタンを押す	

3-2-5. メソッドの応用

a) ループ

繰り返し実験を行う際に使用する。

繰り返しの回数と繰り返したいステップ範囲を LOOP および END OF LOOP で指定する。

例 スーパーループを使用して、500 μ l のサンプルを添加する
 ゲルろ過クロマトグラフィー用を 20 回行う時のメソッド
 (カラム体積 24 ml、ml モード)

b) メソッドコール

メソッドのステップ数が多くなるときに、まとまりごとにいくつかのメソッドを作成し、（サブメソッド）これらのサブメソッドを管理するためのメインメソッドを作成すると便利である。

メインメソッドで CALL METHOD を入力し、サブメソッドを順番どおりにコールして、実行する。

メインメソッド中に、他のファンクションと並列させて、CALL METHOD を入力すると、指定した時間（容量）にサブメソッドのプログラムを実行し、サブメソッド終了後に再びメインメソッドに戻ってくる


例 P-500 ポンプ洗浄、カラム平衡化、サンプル添加、サンプル溶出を全自動で行うイオン交換クロマトグラフィーのメソッド
サンプル添加はポンプCとして、P-1 ポンプを用いる

4章 メソッドの実行

4-1. 実行前の確認


4-1-1. UVモニターのゼロ調整

UV-1 の場合



- ① バッファーを送液し、UV モニターの値が安定していることを確認する
- ② レンジセクターを Short にし、レコーダー青ペンのゼロ調整を行う
- ③ レコーダー青ペンのゼロボタンを解除した後、UV-1 のレンジセクターを 2 にし、レコーダー青ペンのベースラインが①で調整した位置になるよう、ベースライン調整つまみで合わせる。
- ④ レンジセクターを目的のレンジに合わせて、再び②の操作をおこなう
(ほんの少し動かすだけで十分)

UV-M、UV-MⅡの場合



- ① 2つの range AU CONST CHECK KEY で目的のレンジに設定する
RANGE AU の赤いランプが設定したレンジのところで点灯することを確認する
- ② AUTO ZERO ボタンを押して、ゼロあわせをする。この時レコーダーの青ペンがレコーダーのゼロに設定した位置に戻ることを確認する。


4-1-2. サンプルの添加

サンプルループをインジェクションバルブの2番と6番に装着し、3番からシリンジでAバッファー → Bバッファー → Aバッファーの順番に洗浄した後、サンプルをサンプルループの中にためます。

4-1-3. フラクションコレクター

分画サイズの入力方法

フラクションコレクター前面のパネルで



Nはフラクションサイズを入力します。

4-1-4. その他気を付けること

カラムの平衡化は終了しているか？

フラクションコレクターには試験管を用意しているか？

P-500 ポンプ使用の場合、カラムの耐圧を設定したか？ など。

4-2. メソッドの実行

コントローラーのディスプレイに RUN METHOD と表示されていることを確認し、作成したメソッド番号を入力する。do/storeで実行される。

5章 実習例

RESOURCE S を用いた混合タンパク質の分離

実験； カラム	RESOURCE S 1ml
サンプル	BSA (pI 4.7~4.9) α -キモトリプシノーゲン A (ウシ膵臓由来、 pI 8.5) リボヌクレアーゼ A (ウシ膵臓由来、 pI 9.0) チトクロムC (ウマ心臓由来、 pI 10.1) リゾチーム (ニワトリ卵由来 pI 11.0~11.4) 各 2.5 mg を 10 ml の Buffer A に懸濁し、 1 ml 添加する
Buffer A	50 mM MES Buffer (pH 6.0)
Buffer B	50 mM MES Buffer, 1 M NaCl (pH 6.0)
流速	2 ml/min
検出	0.5 AUF
チャートスピード	1.0 cm/ml

それぞれのサンプルを MES Buffer (pH 6.0) に懸濁すると BSA は-に荷電し、その他のタンパク質は+に荷電するので、BSA 以外は陽イオン交換体である RESOURCE S カラムに結合します。イオン強度が高い Buffer B を添加すると結合しているタンパク質が荷電の弱い順番に溶出します。

グラジェント勾配やカラムの種類を変えて溶出パターンの違いを確認してください。

6章 応用例


6-1. ポンプCを用いた自動添加法

ポンプCにP-1 ポンプを用いて、サンプルループまたはスーパーループ経由で自動添加を行う方法

配電

LCC コントローラー背面の PUMP CとP-1 ポンプをコミュニケーションケーブル（コード番号：19-6005-02）で接続します。

配管



インジェクションバルブの3番にP-1 ポンプを接続し、4番につないだチューブをサンプルの入ったボトルに接続します。

2番と6番の間にサンプルループまたはスーパーループを接続します。

P-1 ポンプのキャリブレーション方法

- ① P-1 ポンプをコミュニケーションケーブルでコントロール背面の Pump A のインターフェイスに接続
- ② P-1 ポンプの流速を、5、×10 にセット
- ③ P-1 ポンプ出口に 10 ml 程度のメスシリンダーを置き、CALIBRATE PUMP A で `do/store` ボタン
- ④ メスシリンダーに 5 ml 程度たまったら、`end` ボタン
- ⑤ ディスプレイに Volume ml と表示されるので、測定した溶液の Volume 値をコントローラのタッチパネルで入力（検量値（1ml 送液するのに必要なパルス数）は自動的に PUMP CALAB に入力される）
- ⑥ ポンプCとしてのみ、P-1 ポンプを使用する場合には、PUMP CALAB から一つ進めて PUMP CAL C に同じ値を入力し、かつ、PUMP CALAB には使用するポンプの検量値を入れ直す。
- ⑧ さらに、①でコントロール背面の Pump A のインターフェイスに接続したケーブルを、Pump C のインターフェイスに接続し直す


メソッド作成

p29 メソッドコールを参照ください


6-2. ポンプを1台だけでグラジェント作成を行う方法

配電

ポンプとコントローラー、PSV-50バルブを下記のように配電します



配管



ミキサー

(P-50 使用の場合、5 ml/min までの範囲なら、0.6 ml ミキサーを、それ以上なら 6 ml ミキサーを使用してください)

コントローラーの Calibration モード設定

Calibration ブロックに入って以下の項目を入力する

PUMP CAL AB ABポンプの検量値（0.1 ml 送液するのに必要

なパルス数）を入力。下記の中から選ぶ

↓ 通常は P-500 ポンプを使用する

↓ P-500 : 110

P-50 : 234


P-1 : 検量してだした値 (p33 参照)

MIX Volume 60 と入力する

メソッド作成

ブレイクポイントの入力を行ってください.

付録1. LCC 501 PLUSタッチパネル



タッチパネルの説明

最左列

paper Feed

LCC501 Plus のプリンターのペーパーを送り出す

alarm reset

メソッドプログラムされた、または、チェックコードによるアラームの解除をする

このボタンを押すだけでアラームが解除されます。

例外：送液時に P-500 ポンプの圧カリミッターを超えてアラームがなるときには（ポンプ前面の左上側の Limit ボタンが点灯します）、ポンプの SET ボタンをおして、Limit を解除後、alarm reset ボタンを押してアラームを解除します。

左より 2 列目

`end`

メソッドあるいはマニュアルでの作動を停止する

`end`を押すと

- 1) ディスプレイ表示が“RUN METHOD 0”になる
- 2) すべてのコンポーネントの作動が停止する
 - ポンプ停止、Conc %B 0
 - レコーダー停止
 - すべてのアウトポートは無効
 - モーターバルブは 1 (Load)
 - モニターのピーク検出用設定、ピーク閾値、オートゼロ設定の解除
 - フラクションコレクター停止、試験管番号は 1 を表示

`hold gradient`

現在の各コンポーネントの作動を保持したまま、メソッドを先に進めない

A,B ポンプによるグラジェントが進行中であった場合、両ポンプの稼働率と流速が一定のまま保持される。
クロマトグラフィー中であった場合、溶出したピークのレテンションは計算される

`pause` & `cont`

作動の一時停止および続行

左より 3 列目

`method File`, `cal`, `evaluate`, `manual`

それぞれ p39, p45, p54, p50 を参照

左より 4 列目

`insert`, `delete`, `change` p26 を参照

`exit` 各ブロック内から出る

左より 5 列目

`step forward` & `step backward`

各ブロック内で機能やステップの選択を行うために使用する

`do/store`

メソッドの実行、数値の入力を行う

付録2. Method Fileブロック

Method File ブロックでは、溶出メソッドの作成、証拠、変更などを行います。

Method File ボタンを押してブロック内に入ります。ブロック内に入ったら、

Step Foward ボタンまたは **Step backward** ボタンで表示を変えます。

-Method File ブロックの内容-

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9. B1

MEMORY LIFT 360

PROGRAM METHOD

LIST METHOD

DELETE METHOD

COPY FROM TO

BANK COPY FROM

プログラミングブロック

CONC %B

ML (DL) /MIN

CM/MIN (ML, DL)

PORT. SET

VALVE. POS

FLOW C

STP VALVE

CALL MET

PS CALL

PE CALL

LOOP TMS

END OF LOOP

CLEAR DATA

MONITOR

LEVEL %

MIN (ML, DL) /MARK

INTEGRATE

FEED TUBE

HOLD

ALARM

WASH A.B

PORT PK

SYNC A.B

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9. B1

バンクの選択を行います。

B の後の番号はバンク No を示します。

バンク番号(1～5)を入力後、**do/store** ボタンを押してください。

FPLC システムでは 5 つのバンク (B1～5) にそれぞれ 10 つ (0～9) のメソッド (計 50 個) を作成することができます。

選択したバンク内のメソッド番号 (たとえば、2,7 番が既に使用されている場合には、0.1. .3.4.5.6. .8.9. B1) のように使用されている番号は表示されません。

MEMORY LIFT 360

コントローラーの残留記憶容量を示しています。

MEMORY Capacity は LCC 501 Plus コントローラーで 958

PROGRAM METHOD

選択済みバンク中の空いているメソッド番号を選択します。

メソッド番号(0～9)を入力後、**do/store** ボタンを押してください。

- ・既に使用しているメソッド番号 (0.1.2.3.4.5.6.7.8.9. B1) ディスプレイ画面で消えているメソッド番号) を選択した場合

メソッド内容が最初から 1 つずつ示される。メソッドの編集 (p26 を参照)

- ・未使用のメソッド番号を選択した場合

メソッドの作成が可能 (p23 を参照)。

LIST METHOD

メソッドのプリントアウトを行う

メソッド番号(0～9)を入力後、**do/store** ボタンを押す

DELETE METHOD

メソッド内容の削除を行う

メソッド番号(0～9)を入力後、**do/store** ボタンを押す

COPY FROM TO



指定したメソッドの内容を同じバンク内の別のメソッドにコピーする

入力方法


COPY FROM TO X.Y

X: コピー元メソッド番号 Y: コピー先メソッド番号

X.Yにそれぞれメソッド番号(0~9)を入力後、**do/store** ボタンを押す

メソッドの1部分だけを変更したプログラムを作成するときに便利です。

BANK COPY FROM



指定したメソッドの内容を異なるバンク内にコピーする

入力方法

BANK COPY FROM A.B

A: コピー元メソッド番号 B: コピー元バンク番号

A.Bにそれぞれメソッド番号(0~9)を入力後、**do/store** ボタンを押す。
すると、**BANK COPY TO**という表示になる。

BANK COPY TO C.D

C: コピー先メソッド番号 D: コピー先バンク番号

C.Dにそれぞれメソッド番号(0~9)を入力後、**do/store** ボタンを押す。

メソッドの1部分だけを変更したプログラムを作成するときに便利です。

プログラミングブロックについて

CONC %B、 ML(DL)/MIN、 CM/MIN (ML, DL)

PORT. SET、 VALVE. POS、 FLOW C

以上は p50 (付録4 Manual ブロック) を参照

付録3. Calibrationブロック

Calibration ブロックでは各コンポーネントの検量値を入力します。この値は、一度入力すれば変更の無い限り毎回入力する必要はありません。
また、システムが作動しているときに検量値を変更することはできません。

Cal ボタンを押し、Calibration ブロック内に入ります。
ブロック内に入ったら、**Step Forward** ボタンまたは **Step backward** ボタンで表示を変えます。
入力方法：各検量値を入力後、**do/store** ボタンを押します。

Min.0 ML.1 DL.2

↑ クロマトグラムのX軸の単位を入力する
ML にするのが妥当。DL モードは P-500 では使用不可
↓ ML にするとディスプレイの Volume の横のランプが赤く点灯する

PUMP CAL AB

↑ ABポンプの検量値（0.1 ml 送液するのに必要なパルス数）の入力を行う
↓
P-500： 110(通常仕様)
P-50： 234
P-1： 検量値 (p33 参照)

PUMP CAL C

↑ C ポンプの検量値の入力を行う
↓ 同上

REC CAL

↑ レコーダーの検量値（チャート紙を 1 cm 進めるのに必要なパルス数）の入力を行う
↓ 弊社のレコーダーはすべて 200

MON 1 RANGE



モニター1 から入る信号感度（フルスケールを何 mV にするか）の
入力を行う。

UV-1 : 10、UV-MⅡ : 100

通常、モニター1 には UV モニターを接続します

MON 2 RANGE



モニター2 から入る信号感度の入力を行う。

コンダクティビティモニター : 1000

pH モニター : 1000

MAX DRIFT



補正值の入力を行う。

2 溶液を使用する場合で、かつ、2つの溶液間でモニターの値が異なる
ときに、グラジェント溶出に伴って、ベースラインが上昇しないよう補
正を行う。

入力方法

MAX DRIFT X.Y

X: モニター1 の補正值 Y: モニター2 の補正值

例 モニター1 に 2% フルスケール/min (ml, dl)、
モニター2 に 3% フルスケール/min (ml, dl) の変動があるとき、
2.3 と入力する

注意：

容量モード選択の場合、流速 (ml/min) × MAX DRIFT の入力値は 0.5 フルスケール
/min 以上でなくてはなりません。

MAX NO. PEAK

↑ ↓

メソッドを RUN させたときに出てくる結果のピークの認識可能数
最小 2 個、最大 99 個の認識が可能です
ここに入力したピークの認識数が、**Method File** ブロックの
MEMORY LIFT の値と、**Evaluation** ブロックで結果のプリント
アウトを行ったときのピークの数に反映されます。 **PRINT CAL**

VALUE

↑ ↓

Calibration ブロックで入力した値のプリントアウトを行う
do/store ボタンを押す

BAND RATE

↑ ↓

使用しません（もうディスコンになってしまった FPLC Manager ソフトウェアを使
うときに使用）。

CALIBRATE PUMP A

↑ ↓

ポンプ A, B, C のいずれかで P-1 ポンプを使用するときに、検量を行
う（p33 参照）

CLEAR MEMORY

↑ ↓

Calibration ブロックと **Method File** ブロックで入力したすべての値、
プログラム内容を消去し、初期設定の状態に戻す
441 と入力後、**do/store** ボタンを押す。

ディスプレイ表示は RUN METHOD になります。

MIX VOLUME



ワンポンブグラジェントを行う際にスイッチバルブの切り替えによる混合容量の値の入力を行う（p34 参照）
60 と入力後、**do/store** ボタンを押す。

FILTER CONSTANT



入力するモニター信号のノイズに対してかけることができるフィルター（2 種）の設定値の入力を行う。クロマトグラフィーを行ってノイズが気になる場合に使用する

入力方法

FILTOR CONSTANT X.Y

X: Low-Pass Filter の値 Y: Median Filter の値を入力する

入力後、**do/store** ボタンを押す。

1. Low-Pass Filter

最も狭いピークのベースライン上の 2 %フルスケールでのピーク幅から入力値を決める。

ピーク幅	入力する値
5 sec	1
16 sec	2
34 sec	3
1.1 min	4
2.3 min	5
4.7 min	6
9.4 min	7
18.6 min	8
38 min	9


2. Median Filter

短い電気ノイズが予想される場合に使用する。

ON なら 0、OFF なら 1 と入力する

P.POL 0.1.1.0.0.0.0

接続アウトポートの極性（+または-）を決定する



FPLC にはポートが 10 個(0~9) あります。このうち 5・6・7 番は フラクションコレクターの接続専用になっているため、0~4 番、


8~9 番の 7 つのポートの極性設定をすることが可能です。（初期設定として、ポート 1 と 2 は+に設定されています。

入力方法

P.POL 0.0.0.0.0.0.0. X Y
X: アウトポート番号（0~4, 8~9） Y: 極性（1 または 0 [極性を+にしたいときは1 を、-にしたいときは0 を入力]）
入力後、do/store ボタンを押す。
3.1、8.1 とおすと、P.POL 0.0.0.1.0.1.0 という表示になります。

アウトポートとは

LCC501 Plus コントローラーはポンプ、レコーダー（以上は Start, Stop の設定のみ）、ソレノイドバルブ（PSV-50）を接続し、制御することができます。



アウトポートは全部で 10 つ(0~9) 番あり、このうち、5,6,7 はフラクションコレクター制御専用となっています。
アウトポートは極性（+または-）の設定が可能（calibration ブロックの P.POL）ですが、PSV-50 バルブを接続する場合には、極性の設定は必要ありません。以下にアウトポートと相当するリアーパネル番号を示します

アウトポート番号	相当するリアーパネル番号	接続可能なコンポーネント
0	6	PSV-100 バルブ（5 へも接続が必要）
1	18	ポンプ、レコーダー*
2	19	同上
3	1, 2	PSV-50 バルブ
4	3, 4	PSV-50 バルブ
8	21	ポンプ、レコーダー*
9	22	同上

*Start, Stop の設定のみ。
接続には、リモートコントロールアダプターが必要です。

付録4. Manualブロック


Manual ブロックでは、マニュアル操作で各コンポーネントを操作することができます。

Manual ボタンを押し、ブロック内に入ります。

ブロック内に入ったら、**Step Forward** ボタンまたは **Step backward** ボタンで表示を変えます。


入力方法：各値を入力後、**do/store** ボタンを押します。

CONC %B



ABポンプを両方稼働させる場合に、全体に対するBポンプの稼働率を入力します

ML (DL) /MIN



ABポンプ合わせた流速を入力します


CONC %B を 50 と入力し、ここで、1.0 と入力するとポンプ A, B がそれぞれ 0.5 ml (dl) ずつ合計 1.0 ml (dl) /min 流れます。

CM/MIN



レコーダーのチャート送り速度を入力します

PT 0000000000



接続したアウトポート（p49 参照）の ON, OFF を入力します

FPLC にはポートが 10 個(0～9)あります。このうち 5・6・7 番はフラクションコレクターの接続専用で、残りの 0～4 番、8～9 番の 7 つのポートがフリーになっています。

入力方法

PT 00000000000000 X.Y

X: アウトポート番号 (0～9) Y: ON, OFF (1 または 0 [ON にしたいときは 1 を、OFF にしたいときは 0 を入力])

入力後、**do/store** ボタンを押す。

5.1 とおすと、**PT 0.0.0.0.0.1.0.0.0.0** という表示になります。

表 ポート 5.6.7 を ON にしたときの意味

入力値	意味
5.1	フラクションコレクターの PAUSE
6.1	フラクションコレクターのフラクション開始
7.1	フラクションコレクターのリサイクル (FRAC-200 のみ有効)

VALVE 000000

バルブポジションの設定を行います

FPLC ではモータバルブを 6 個まで接続することができます。

入力方法

VALVE 000000 X.Y

X: バルブ番号 (1~6) Y: ON, OFF (1 または 0 [ON にしたいときは 1 を、OFF にしたいときは 0 を入力])


入力後、do/store ボタンを押す。1.3 とおすと、PT 300000 という表示になります。

バルブポジションについて

バルブの種類によって、2 種のポジションがあります。

ポジション位置	バルブの種類
1~3	インジェクションバルブ (V-7, MV-7, IV-7, IMV-7)
1~8	選択バルブ (V-8, MV-8)

インジェクションバルブの 3 つのバルブポジション




FLOW C




C ポンプの流速を入力します

MONITOR



ピークの検出、評価、プロットに Monitor 1,2 のどちらのモニターを使用するか指定する

LEVEL %




ピークの閾値を入力します

例 LEVEL %10 と設定した場合

モニターのフルスケール 10 %を超えるピークのみがピークとみなされ、それ以下のピークはノイズとみなされます。

MIN (ML, DL) /MARK




LCC501 Plus プリンターのプロット速度を入力する

例 1 を入力した場合

1 マークあたり 1 分間（または 1 ml(dl)）の速さでクロマトした値をプリントアウトする

WASH A.B



ABポンプの洗浄を行う

A,B ポンプに P-500 を使用しているときにのみ有効。

約 3 分、35 ml 程度必要。

入力方法

WASH A.B X.Y

X: A ポンプの洗浄指定（1 または 0 [ON にしたいときは 1 を、OFF にしたいときは 0 を入力]）

Y: B ポンプの洗浄指定（1 または 0 [ON にしたいときは 1 を、OFF にしたいときは 0 を入力]）入力後、**do/store** ボタンを押す。

注意！！

- ・ WASH を行うと、最高流速で溶液が流れます。インジェクションバルブの位置を必ず **3 番 (WASH)** にして行ってください。カラムに溶液が流入し、圧力が上昇するのを防ぎます。
- ・ WASH が行われているときには、PAUSE のモードに入り、他の命令を受けつけません。
- ・ WASH 終了時にモータバルブは**ホームポジション (1 番の LOAD)**に戻りません。マニュアルで変更してください。

INTEGRATE

↑

↓

ピークデータの積算の開始、終了を入力する

入力方法

1 または 0 を入力し、do/store ボタンを押します。

[ON にしたいときは 1 を、OFF にしたいときは 0 を入力])

FEED TUBE

↑

↓

フラクションコレクターのチューブを 1 本進める

SYNC A. B

↑

ポンプシリンダーのピストンをシリンダーの先端まで進める

ポンプシリンダー 1 本分 (約 15 ml) 体積で収まるグラジェントを行う時に、ピストンの切り替えが原因のグラジェントの乱れを無くするため、前もって実行しておく。

入力方法

SYNC A.B X.Y

X: A ポンプの洗浄指定 (1 または 0 [ON にしたいときは 1 を、OFF にしたいときは 0 を入力])

Y: B ポンプの洗浄指定 (1 または 0 [ON にしたいときは 1 を、OFF にしたいときは 0 を入力]) 入力後、do/store ボタンを押す。

注意！！

SYNC の場合も、WASH と同様に、最高流速で溶液が流れます。インジェクションバルブの位置を必ず **3 番 (WASH)** にして行ってください。また、WASH 終了時にモータバルブは**ホームポジション (1 番の LOAD)**に戻りません。マニュアルで変更してください。

付録5. Evalutaionブロック

evaluation ブロックでは、現在値の表示と、クロマトグラフィー終了後に認識されたピークデータの評価を行うことができます。

Ebaluation ボタンを押し、Evalutation ブロック内に入ります。
ブロック内に入ったら、Step Forward ボタンまたは Step backward ボタンで表示を変えます。

RETENTION



メソッドをスタートさせてからの時間（容量）を表示する

LOOP NO



ループ（メソッドの繰り返し）を組んだメソッドを RUN させている場合に、現在、何回目のループが進行中かを表示する

MON



モニターの値を %FS（フルスケール）で表示する

BASE LINE




メソッド開始前にオートゼロ設定された、モニターのベースラインの値を%FS（フルスケール）で表示する

PEAK STORED



クロマトグラフィー中に検出され、記憶されたピークの数

PRINT PEAKS




記憶されたピークデータをプリントアウトする

入力例：PEAK STORED で 8 と表示されており、そのうち、2 番から 5 番目のピークをプリントアウトしたい場合は 2.5 と入力した後、do/store ボタンを押します。

PATH 0.0 c0.0 0.0

メソッド RUN 中に、現在 RUN しているメソッドの番号を表示する

表示例



CURRENT TUBE

メソッド RUN 中に分取中の試験管番号を表示する

フラクションコレクターが作動していない、または接続していない場合は 1 を示します。

ピークデータの表示について